

## HOJA TÉCNICA

---

El electrodo por sus medidas está especialmente diseñado para uso neonatal. Tiene un gel sólido de alta conductividad, un corchete central y adhesividad superior para asegurar una óptima calidad de señal de ECG para monitorización. El electrodo tiene un respaldo de espuma que es cómodo y fácil de utilizar, además de ofrecer un suave contacto sobre la piel del paciente.

### Características Principales


- Gel sólido de alta conductividad
- Adhesividad superior
- Respaldo de foam
- Sensor de Ag/AgCl de alta calidad
- Conexión tipo corchete

## Ambu® WhiteSensor WSP25-00-S/50

Electrodo desechable  
para ECG



Gel sólido



Respaldo  
de espuma

*WhiteSensor*

**Ambu**

## ESPECIFICACIONES

### Dimensiones

Tamaño del electrodo (ancho × longitud en mm)	32 × 25
Área adhesiva (en mm <sup>2</sup> )	323
Altura sin el conector/cable (en mm)	1

### Sensor

Material del sensor	Plata/cloruro de plata
Sistema de gel	Gel sólido
Área del sensor (en mm <sup>2</sup> )	44
Área del gel (en mm <sup>2</sup> )	201

### Datos eléctricos (ANSI/AAMI)

Impedancia de CA	≤ 150 Ω
Potencial desviación de CC	≤ 1,0 mV
Recuperación de sobrecarga de desfibrilación	≤ 15 mV
Tasa de cambio para potencial de polarización	≤ 0,3 mV /s
Impedancia después de SDR (ACZ)	≤ 150 Ω
Inestabilidad de desviación combinada y ruido interno	≤ 90 μV
Tolerancia de corriente de polarización (más de 8 horas)	≤ 15 mV

## MATERIALES

### Electrodo

Biocompatible	Sí
Sensor	Plata/cloruro de plata (Ag/AgCl)
Material respaldo	Espuma de polietileno (mejorada)
Adhesivo exterior	Poliacrilato
Conector	Corchete de acero inoxidable
Blíster	PET

### Embalaje

Bolsa	Poliéster/aluminio Polietileno
Caja interior y exterior	Caja corrugada

### Medio ambiente

PVC en el electrodo	No
Látex	No
PVC en el embalaje	No

### Radiografía y Resonancia magnética

Radiotransparente	No
Compatible con resonancia magnética	No

### Caducidad

En bolsa abierta	1 mes
En bolsa cerrada	24 meses*

\*A partir de la fecha de fabricación

### Embalaje estándar

Cantidad/bolsa	50
Cantidad/caja	600/7200
Venta mínima	600/7200

### Opciones

Conectores	S
------------	---

### Atención

Un único uso

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Unidades/blíster	Unidades/bolsa	Unidades/caja interior	Unidades/caja exterior
WSP25-00-S/50	5	50	600	7200

WSP25-00-S ■ Producto ■ Longitud del cable (cm) ■ Conector

# Ambu

### Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65  
Bloque B, Planta Baja, derecha  
Madrid, 28037, Spain  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com

