

HOJA TÉCNICA

Ambu Redi-ACE es un excepcional collarín ajustable. En combinación con Redi-ACE Mini, estos dos collarines ofrecen 14 tamaños para asegurar el mejor y más efectivo ajuste posible para los pacientes.

Realizado en materiales radiotranslúcidos, el collarín está embalado en posición totalmente plana y dispone de una exclusiva apertura automática de barbilla. Además tiene apertura trasera occipital.

Es un collarín ajustable desechable para inmovilizar la zona cervical de la columna.

Ambu Redi-ACE incorpora unos pasadores que permiten al profesional ajustar el collarín con la máxima precisión al tamaño del cuello de la víctima. Dos botones de bloqueo de seguridad mantienen el collarín en su sitio al ajustarlo.

Ambu® Redi-ACE Adulto y Redi-ACE Mini



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Fácil de utilizar**
Ambu Redi-ACE tiene apertura automática de la barbilla y dos botones de bloqueo. Se le coloca al paciente en solo tres pasos: ajustar el tamaño, bloquear y colocar
- **2 collarines para todos los pacientes**
Los 8 tamaños de Ambu Redi-ACE y los 6 de Ambu Redi-ACE Mini permiten tratar a la mayoría de los pacientes
- **Características prácticas**
Ambu Redi-ACE se puede guardar en posición totalmente plana. Además, Ambu Redi-ACE posee ganchos para cánula que aseguran el tubo de oxígeno
- **Pieza basculante en la barbilla**
Esto permite que puedan guardarse totalmente planos y que se ajusten a la forma de la barbilla. Además, facilitan la intubación y la retirada del vómito de la boca del paciente

Ambu

ESPECIFICACIONES

Ambu Redi-ACE

Tamaños ajustables	Sin cuello, Bajo, Normal y Alto
Número de configuraciones	8 ajustes
Dimensiones	554 x 215 x 14 mm (21.8 x 8.5 x 0.6 in)
Peso	200 g (7 oz)
Color	Azul/gris claro
Translucidez	Compatible con TAC y RM
Temperatura de almacenamiento	De -30 a +70 °C
Temperatura de utilización	De -10 a +40 °C

Ambu Redi-ACE Mini

Tamaños ajustables	Lactantes, niños y adultos de baja estatura
Número de configuraciones	6 ajustes
Dimensiones	447 x 188 x 14 mm (17,6 x 7,4 x 0,6 in)
Peso	100 g (3,5 oz)
Color	Amarillo/gris claro
Translucidez	Compatible con TAC y RM
Temperatura de almacenamiento	De -30 a +70 °C
Temperatura de utilización	De -10 a +40 °C

MATERIALES

Producto	Material
Ambu Redi-ACE	
Plástico blanco/gris claro	Polipropileno
Espuma	IXPE
Ambu Redi-ACE Mini	
Plástico amarillo	Polipropileno
Espuma	IXPE

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Descripción
472 001 000	Collarín cervical Redi-ACE, 30/caja
472 002 000	Collarín cervical Redi-ACE Mini, 30/caja



Ambu Redi-ACE Adulto.



Ambu Redi-ACE Mini.



Almacenamiento plano.



Botones de bloqueo.



Ganchos para cánula.

Ambu

Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.
28027, Madrid
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

CE