

Ambu® Mascarilla de Silicona

HOJA TÉCNICA

Las Ambu® Mascarillas de Silicona transparente están diseñadas para utilizarse tanto con resucitadores y ventiladores manuales como automáticos.

Las mascarillas no contienen látex, son autoinflables para una sellado fácil y hermético. La presión del manguito es regulable, excepto para la de tamaño 0A.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capuchón transparente para control visual de hemorragias, vómitos y ventilación espontánea
- Reposo pulgar para un sellado fácil
- Diseño y textura cómodos
- Fácil de esterilizar. Autoclavable a 134° (excepto tamaño 0A)
- Disponible en 6 tamaños

Ambu

ESPECIFICACIONES

Modelo	Peso	Diámetro interno
Neonato tamaño 0A*	28 g	37,7 mm
Pediátrico pequeño tamaño 0	38 g	49 mm
Pediátrico tamaño 2	63 g	38,4 mm x 64,6 mm
Adulto/Adulto pequeño tamaño 3/4	78 g	44 mm x 73,6 mm
Adulto tamaño 5	105 g	49,9 mm x 87,1 mm
Adulto tamaño 6	105 g	55,2 mm x 94,4 mm

Los tamaños 2, 3/4, 5 y 6 son compatibles con conector de paciente ISO de 22mm.

*El tamaño 0A es compatible con conector de paciente ISO de 15 mm.

MATERIALES

Producto	Material
Manguito	Silicona
Manguito tamaño 0A	Silicona con relleno de espuma
Capuchón	Polisulfuro
Mascarilla	Silicona

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Descripción
000 313 000	Ambu Mascarilla de Silicona Neonato tamaño 0A
000 315 000	Ambu Mascarilla de Silicona Pediátrico pequeño tamaño 0
000 316 000	Ambu Mascarilla de Silicona Pediátrico tamaño 2
000 312 000	Ambu Mascarilla de Silicona Adulto/Adulto pequeño tamaño 3/4
000 317 000	Ambu Mascarilla de Silicona Adulto tamaño 5
000 319 000	Ambu Mascarilla de Silicona Adulto tamaño 6



Ambu® Mascarilla de Silicona tamaño 0, sin agujero.



Colocación de la mascarilla.

Ambu

Firma Ambu SL

C. Santa Leonor, 65
Bloque B, Planta Baja, derecha
Madrid, 28037, Spain
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com

