

# Ambu® Head Wedge

## HOJA TÉCNICA

El Inmovilizador de cabeza desechable Ambu se ha diseñado para inmovilizar la cabeza del paciente rápidamente y de un modo eficaz cuando se coloca sobre un tablero. Se aplica fácilmente en solo cuatro pasos simples.

Con su construcción innovadora permite un ajuste perfecto al paciente al momento, ahorrando tiempo cuando mas cuentan los segundos.

Hecho de plástico, desechable, es mejor que cualquier alternativa de cartón. No necesita preocuparse acerca del mal tiempo ya que se puede mojar.

Es totalmente radiotranslúcido, compatible con CT y MRI, y garantiza que el paciente se encuentre inmovilizado durante la examinación.

Se guarda totalmente plano por lo que ahorra espacio, e incluso puede guardarse junto al tablero. Se ajusta a todos los tableros del mercado. Es totalmente ajustable, (30 ajustes) para adaptarse desde niños a adultos. La tira autoadhesiva de la cabeza está hecha de pegamento de tipo médico y garantiza una sujeción firme sin incomodar al paciente.

## ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Head wedge
000 264 036	Ambu Head Wedge (con dos tiras)
000 264 034	Ambu Head Wedge (con una tira)
000 264 035	Ambu Head Wedge (sin tira)

Suministrados en paquetes de 10 unidades.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Inmovilizador de cabeza desechable Ambu
- Fácil aplicación en 4 pasos simples
- Material: Plástico
- Radiotranslúcido para CT y MRI
- Ajustable de adulto a niño (30 ajustes)
- La tira de la cabeza garantiza una firme sujeción (opcional)

### Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.  
28027, Madrid  
T +34 91 411 6830  
www.ambu.es  
ayuda@ambu.com



# Ambu