

Ambu® Junior

HOJA TÉCNICA

Ambu Junior es un maniquí rentable de entrenamiento realista diseñado para cumplir con todos los requisitos para la formación de RCP en SVB.

Tiene la apariencia de un niño de 3 años con una longitud de 86 cm.

La anatomía realista del maniquí permite encontrar fácilmente la localización para una colocación correcta de las manos para la realización de las compresiones torácicas.

Su Sistema Higiénico Único de Ambu evita la contaminación cruzada entre estudiantes. Permite la resistencia ventilatoria realista y la expiración a través de la boca.

Su torso con forma cerrada y sus correctos puntos de referencia anatómicos permite el aprendizaje del uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y la correcta colocación de los electrodos.

Ventilación Realista

Los estudiantes podrán sentir las vías aéreas realistas. El pecho se elevará con una correcta inclinación de la cabeza y aire insuflado al maniquí.

El Ambu Junior permite mirar, escuchar y sentir la ventilación, tal como en la vida real.

Socorrismo acuático

El Ambu Junior cuenta con un diseño resistente al agua que permite el entrenamiento y formación en RCP para víctimas de ahogamiento.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Maniquí económico para la formación en algoritmos de SVB
- Anatomía realista de un niño
- Entrenamiento realista de compresiones torácicas
- Sistema Higiénico Único Ambu para ventilación boca-boca
- Adecuado para ventilación con bolsa y mascarilla
- Visibilidad de la elevación del pecho
- La vía aérea sólo se abre al posicionar correctamente la cabeza
- Colocación realista de los electrodos de desfibrilación DEA
- Adecuado para formación socorrismo en el agua

Ambu

ESPECIFICACIONES

Peso	4.1 kg
Dimensiones (largo x ancho x alto)	86.4 x 28.0 x 17.8 cm

ESPECIFICACIONES PARA PEDIDO

Ref.	Descripción
A 282 010 000	Ambu® Junior Incluye 5 piezas boca-nariz, 5 anillos de sellado, 25 bolsas de cabeza, camiseta, pantalones y una bolsa de transporte.

Accesorios


282 000 511	Ambu Junior pieza boca-nariz (Set de 10 uds.)
282 010 501	Ambu Junior bolsa de cabeza (Set de 100 uds.)
282 010 502	Ambu Junior anillos de sellado (Set de 10 uds.)



Sistema Higiénico Único de Ambu



Cabeza de Ambu Junior



Ambu Junior con su bolsa de transporte y contenido

Ambu

Firma Ambu SL

Calle Alcalá, 261 - 265 Edif 4 - 4º izq.
28027, Madrid
T +34 91 411 6830
www.ambu.es
ayuda@ambu.com