

UN SOLO USO COMO NUNCA ANTES LO HABÍA VISTO

El Ambu® aScope™ 5 Broncho combina el excelente nivel de maniobrabilidad y la obtención de imágenes de última generación que se necesitan en la sala de broncoscopia con la esterilidad y la eficiencia del concepto de un solo uso. ¿El resultado? El rendimiento elevado constante, la esterilidad y la flexibilidad que necesita para un flujo de trabajo complejo y exigente. Es compatible con la unidad de visualización y procesamiento Ambu® aBox™ 2 con resolución Full HD, que se puede conectar fácilmente a monitores externos.




El aScope 5 Broncho ofrece un alto rendimiento constante y una excelente maniobrabilidad, respaldado por una nueva función de rotación y un diseño funcional inteligente.

MANIOBRABILIDAD EXCELENTE

Acceso a zonas de difícil acceso del árbol bronquial:

La combinación de los ángulos de articulación de 195°/195° arriba/abajo, el rango de angulación de la punta distal y la flexibilidad del tubo de inserción está diseñada para ayudarle a llegar a zonas de difícil acceso del árbol bronquial. Notará la excelente maniobrabilidad, sobre todo al trabajar con un instrumento de endoterapia.

La rotación de 120° hacia la izquierda/derecha está diseñada para permitirle ajustar la posición del extremo distal con el fin de facilitar la navegación y la inserción de los instrumentos de endoterapia.



Ambu® aScope™ 5 Broncho

IMÁGENES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Chip de cámara de alta resolución y unidad de visualización y procesamiento con resolución Full HD (pantalla de 12,8”):

El aScope 5 Broncho y la unidad aBox 2 funcionan juntos para ofrecer unas imágenes con una calidad superior.

Excelente calidad de imagen:

El procesamiento avanzado de las imágenes, el campo de visión de 120° y el sistema HD de 3-100 mm de profundidad de campo con control automático adaptativo avanzado le proporcionan la imagen clara y brillante que se requiere para el procedimiento.

Visibilidad mejorada:

El algoritmo de mejora del contraste rojo avanzado (ARC) patentado por Ambu está diseñado para mejorar la visibilidad de los tonos de color rojo en la imagen sin alterar el aspecto natural.

Imágenes y vídeos fáciles de obtener, revisar y documentar

Con solo pulsar un botón en el broncoscopio, puede acercarse y alejar la imagen, obtener imágenes y vídeos, y revisarlos después de la intervención con pacientes o compañeros. La compatibilidad con los servidores PACS y el software de registros médicos electrónicos hace que la documentación sea fluida y eficiente.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA CONCERTAR UNA DEMOSTRACIÓN

Para nosotros es rápido y sencillo configurar el aScope 5 Broncho y la unidad aBox 2 en su lugar de trabajo para que pueda tenerlo en sus manos y verlo por sí mismo.

Ambu FOREVER FORWARD

Firma Ambu S.L.
C. Santa Leonor, 65 Bloque B
Planta Baja derecha
28037, Madrid, España
www.ambu.es

