

LA EFICIENCIA DE LOS DISPOSITIVOS DE UN SOLO USO E IMÁGENES DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Ambu® aScope™ 5 Cysto HD

Ambu

LE OFRECE UNA IMAGEN HD SUPERIOR

¿Y si pudiera combinar la eficiencia de una solución de cistoscopia de un solo uso de Ambu con una excelente imagen HD?

Calidad constante y mejorada

aScope 5 Cysto HD le lleva al siguiente nivel. Junto con la unidad de visualización Full-HD de Ambu, el sistema aScope 5 Cysto HD proporciona al usuario una calidad de imagen superior. No hay deterioro que afecte a la calidad de la imagen, y no tiene que preocuparse de dañar su cistoscopio. Porque con aScope 5 Cysto HD, utilizará un cistoscopio nuevo para cada procedimiento.

Alta calidad de imagen con tecnología HD

La combinación de un chip de cámara de alta resolución en el cistoscopio y la unidad de visualización Full-HD de Ambu permite obtener una imagen superior.

Visibilidad mejorada

El algoritmo de mejora del contraste rojo avanzado (ARC) patentado por Ambu está diseñado para mejorar la visibilidad de los tonos de color rojo en la imagen sin alterar el aspecto natural.

Con el endoscopio aScope 5 Cysto HD, puede contar con imágenes claras y nítidas, que facilitan la identificación de las estructuras anatómicas.



FACILITA EL TRABAJO CON IMÁGENES Y VÍDEOS

La unidad de visualización y procesamiento Ambu® aView™ 2 Advance es intuitiva y sencilla

- Colóquelo en una posición cómoda y cercana al paciente
- Obtenga y almacene imágenes y vídeos con solo tocar un botón
- Analice los resultados con el paciente de un modo más relajado después del procedimiento, o para realizar consultas a sus compañeros
- La documentación de los datos de imágenes mediante conectividad con PACS y RME



SIMPLIFICA EL FLUJO DE TRABAJO

¿Alguna vez ha tenido que retrasar un procedimiento porque no tenía un cistoscopio flexible listo cuando lo necesitaba?

aScope 5 Cysto HD siempre estará listo para su uso y traslado. El acceso a un cistoscopio disponible ya no es una barrera para aumentar el volumen de procedimientos y la productividad. Los retrasos que hacen que sus pacientes se sientan decepcionados o preocupados son cosa del pasado.

Llévelo bajo el brazo

Tanto para procedimientos en consultas ambulatorias como para pacientes hospitalizados, puede llevar consigo este cistoscopio ligero y de un solo uso, además del monitor portátil, para su uso en diferentes entornos clínicos.

Planificación y gestión más sencillas de su día

aScope 5 Cysto HD le permite gestionar su día a día de un modo más sencillo. Ya no es necesario localizar y trasladar una torre pesada. Y cuando haya terminado, solo tiene que desechar el cistoscopio de un solo uso. Se acabó el engorro que supone la limpieza.

¿El resultado? Es más fácil llevar a cabo los procedimientos programados y gestionar las consultas internas no programadas, así como simplificar su día a día.

MANEJO FLUIDO

Los ángulos de flexión de 210°/120° y la rigidez variable del cable de inserción le ayudan maniobrar y desplazarse suavemente por la uretra y la vejiga:

- Puede realizar maniobras de retroflexión con el cistoscopio para inspeccionar el cuello vesical, incluso con las herramientas endoscópicas insertadas.
- Gire el mango y el cable de inserción transmitirá el par de torsión al extremo.
- Sin deterioro del rendimiento de la flexión, ya que se utiliza un nuevo cistoscopio de un solo uso para cada procedimiento.

LE AYUDA A OPTIMIZAR EL CONTROL DE COSTES

¿Alguna vez ha considerado todos los costes ocultos asociados al reprocesamiento y las reparaciones?

Elimina los costes ocultos

Con aScope 5 Cysto HD, se eliminan los costes, como los suministros de reprocesamiento, el mantenimiento y la reparación, así como los contratos de servicio a largo plazo relacionados. De hecho, aScope 5 Cysto HD puede suponer un ahorro de dinero para el hospital, ya que mejora el flujo de trabajo y reduce el tiempo y los costes requeridos para la limpieza de los cistoscopios reutilizables.

Se eliminan los posibles costes asociados a los cistoscopios contaminados

Dado que es estéril, aScope 5 Cysto HD reduce el riesgo de contaminación cruzada. De este modo, se elimina cualquier daño potencial y los costes asociados al tratamiento de los pacientes que han sido sometidos a intervenciones con cistoscopios contaminados.

Puede indicar a sus pacientes que realizará el procedimiento con un cistoscopio estéril de un solo uso extraído directamente del embalaje solo para ellos. También elimina cualquier riesgo de que los pacientes desarrollen alergias debido a la exposición repetida a los residuos de desinfectante después del reprocesamiento.

REASIGNE TIEMPO Y RECURSOS

Si procesa sus cistoscopios localmente, aScope 5 Cysto HD le ofrece nuevas posibilidades:

- Libere al personal de enfermería y al resto del personal del engorro que supone la limpieza del cistoscopio reutilizable después de un procedimiento
- Proteja al personal de la exposición a los productos químicos utilizados durante el reprocesamiento
- Reasigne el tiempo del personal para que lo dediquen a tareas importantes, como ayudar a realizar más procedimientos



Ambu® aScope™ 5 Cysto HD es una solución estéril de endoscopia flexible que combina las imágenes más avanzadas con la simplicidad y eficiencia de la solución de un solo uso de Ambu.



CENTRARSE EN LA ENDOSCOPIA DE UN SOLO USO PERMITE ALCANZAR LA EXCELENCIA

En 2009, Ambu lanzó el primer broncoscopio flexible de un solo uso del mundo, el Ambu® aScope™, y en 2020, más de un millón de nuestros endoscopios de un solo uso se utilizaron en más de 6000 hospitales de todo el mundo.

aScope 5 Cysto HD se basa en esta experiencia y conocimientos.

Proporciona una imagen HD de calidad superior al usuario

A diferencia de los cistoscopios flexibles convencionales, la calidad de la imagen de aScope 5 Cysto HD nunca se deteriora porque utiliza un cistoscopio nuevo para cada procedimiento.

Simplifica el flujo de trabajo

aScope 5 Cysto HD es portátil y está siempre disponible, lo que facilita la gestión de su flujo de trabajo y llevar a cabo procedimientos en las consultas internas.

Le ayuda a optimizar el control de costes

Con aScope 5 Cysto HD, puede planificar y controlar los costes de las intervenciones de un modo más eficaz, ya que la solución estéril de un solo uso elimina los costes ocultos, como los asociados a reparaciones, y los diferentes recursos utilizados en el reprocesamiento.

Ambu apuesta por el desarrollo sostenible

Como empresa fundada y con sede en Dinamarca, Ambu se inspira en el ejemplo medioambiental positivo de otras empresas danesas. Además, como proveedor global de dispositivos médicos de un solo uso, y como el proveedor más importante e innovador de endoscopios de un solo uso, nos sentimos obligados a liderar el camino con prácticas y objetivos sostenibles.

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DE AMBU

Productos 100% libres de ftalatos en 2020 (objetivo alcanzado)
Productos comercializados al 95% libres de PVC después de 2025 (según lo previsto)
Todos los embalajes reutilizables y biodegradables para el año 2025 (según lo previsto)



SOLUCIONES INNOVADORAS

El equipo de I+D para dispositivos de un solo uso más grande del mundo

Ambu cuenta con cientos de ingenieros en cinco centros de innovación repartidos por todo el mundo, tres de los cuales se centran exclusivamente en las soluciones de endoscopia. Colaboran con especialistas médicos y personal en nuestras avanzadas instalaciones de producción. Nuestro enfoque de diseño modular, nuestra infraestructura y nuestra amplia experiencia nos permiten desarrollar una tecnología de un solo uso de alta calidad en todas las áreas clínicas y ofrecerla de forma eficiente.

Totalmente centrados en la endoscopia de un solo uso

El 20% de nuestros ingresos procedentes de los dispositivos de un solo uso se reinvierten en innovación de productos, y en los próximos tres años estamos preparados para lanzar docenas de endoscopios de un solo uso en una amplia gama de áreas clínicas, incluidas soluciones para urología. Con un socio experimentado y fiable, puede estandarizar su solución de endoscopia de un solo uso en múltiples áreas de especialidades clínicas.

**Para obtener más información,
visite ambu.es/urologia.**

Firma Ambu S.L.
Alcalá, 261-265,
Edf. 4-4.º dcha. 28027
Madrid, España
Tel.: +34 91 411 68 30
www.ambu.es